

ご旅行・外出前に安心!

YUSEN TRAVEL

<DEEPBLUE> 抗原検査キットのご案内 (SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit)

限定1,000個

CE 1434
COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen test kit
(Self-Testing)



Specification	1 pcs/box 5 pcs/box 25 pcs/box
Specimen	Human Anterior Nasal Swab
Storage	4~30°C

1個あたり HK\$70

(20個からご注文承ります)

- ・完全個別包装商品
- ・送料無料で(1箇所のみ)
- ・原則事前払いとなります(銀行振込、小切手)

PERFORMANCE

SENSITIVITY: 96.4%(95%CI: 90.8%-98.2%)
SPECIFICITY: 99.8%(95%CI: 94.4%-99.9%)



PRODUCT FEATURES

- ◆ Pre-filled buffer solution, easier operation.
- ◆ Passed the PEI evaluation.
- ◆ Room temperature storage.
- ◆ No need instrument, get results within 15 minutes.
- ◆ Identify acute or early infection.
- ◆ No reduction in sensitivity test against the Alpha, Beta, Delta, Gamma, Lambda, Omicron variant and so on.



UK GOVERNMENT VALIDATED

The UK Government Public Health England, joint PHE Porton Down and University of Oxford was independently evaluated over 140 lateral flow devices that have been referred by the Department of Health and Social Care (DHSC). Only a few can passed the phase 3A trials, and our DEEPBLUE even have passed phase 3B. That means our test has very high accuracy at multiple viral loads and able to detect the asymptomatic patients and the new different variants.
Easy to use

Using a simple nasal swab within 2cm of the nose makes it extremely easy to administer.






Scan the following QR code to watch the demonstration video on YouTube.



【検査手順】

- ①綿棒で両鼻から検体を採取します
- ②綿棒を検体ボトルに入れ掻き回します
検査ボトルの形状が異なることがあります
- ③液体を検査機に入れます
- ④15分後結果が表示されます



- 自宅・事務所で簡単検査! 15分で検査結果判明!
- Delta、Omicron株にも対応!
- 独立梱包で衛生面で安心
- CEマーク CE-1434 取得商品 (中国生産)
- 欧州HSC認可商品
- 中国生産工場はTUV ISO13485:2016認定機関



感度 96.4%
特異度 99.8%

検査手順は下記のQRコードから動画でご確認いただけます



ご利用上の注意

- ・テスト結果が陰性であっても感染を完全に否定するものではありません
- ・テスト結果はStay Home SafeのAppsへの登録、強制検査のレポート、海外渡航時の陰性証明としてご利用いただく事はできません
- ・本パンフレットに表示している商品画像はサンプルであり、実際のパッケージと異なる可能性があります
- ・ご注文後のキャンセル、返品は致しかねます

<お申し込み方法>

Eメールにて以下の情報をお知らせ下さい
会社名、ご担当者様氏名、商品発送先住所、電話番号、メールアドレス

※ 本商品、個数限定となっております故、売り切れの際はご容赦下さい

お申し込み・お問い合わせ

郵船トラベル香港 - 13/F, 88 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong
Telephone : 3472-9668
Email : teamA@yusentravel.com.hk
(販売元) Goldspark Medical Supplies Ltd.